



FASZINATION KÜHLEN

Kühl- und Tiefkühlgeräte für professionelle Anwendungen

Tiefkühlbox B 30

Die kompakte, platzsparende FRYKA Tiefkühlbox wurde als Tischgerät konzipiert und wird zum Kühlen und Gefrieren im gesamten Laborbereich in Forschung und Industrie eingesetzt. Besonders hervorzuheben ist das leise, geräuscharme Kälteaggregat, welches es ermöglicht, die FRYKA Tiefkühlboxen direkt am Arbeitsplatz einzusetzen. Das Modell B 30 mit einem Nutzinhalt von 30 Litern verfügt über eine Isolierglasscheibe in der Tür, wodurch das Kühlgut während der Einfrierphase beobachtet werden kann.

Modell	B 30-20
Temperaturbereich	-20°C bis +10°C
Regelgenauigkeit	+/- 1 K
Nutzinhalt	30 Liter
Innenraum (BxTxH)	36 x 35 x 23 cm
Außenmaße (BxTxH)	53 x 70 x 46 cm
Gewicht	42 kg
Umgebungstemperatur	+12°C bis +30°C
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz



Merkmale:

- Isolierglasscheibe in der Tür
- Gehäuse komplett aus Edelstahl
- Kälteaggregat: geräuscharm, vollhermetisch, luftgekühlt, wartungsarm
- Innenraum frei von Einbauten
- Elektronische Temperaturregelung mit LED-Anzeige
- abschließbare Tür
- Rammschutzringe oben und unten umlaufend
- Gerät stapelbar, max. 3 Geräte

Zubehör:

- Edelstahlregal B 30-RS

Option:

- Umluft-Ventilator im Innenraum zur besseren Temperaturverteilung
- Durchführung 10mm
- Ihre Wunschoption ist nicht aufgeführt? Bitte fragen Sie uns!

Ihr Fachhändler:
www.axon-labortechnik.de



Axon Labortechnik GmbH
 Im Braumenstück 16 - D-67659 Kaiserslautern
 Verkaufsbüro Tel. 06223/95 41 190 Fax: 06223/95 40 714
info@axon-labortechnik.de

