



FASZINATION KÜHLEN

Kühl- und Tiefkühlgeräte für professionelle Anwendungen

Tiefkühltruhe TT 90

Die FRYKA Tiefkühltruhen sind die ideale Lösung zum Kühlen und Gefrieren für den kompletten Laborbereich, die Forschung und Industrie. Die kompakte, platzsparende Bauweise inkl. leisem, geräuschem Kälteaggregat ermöglicht es, die Tiefkühltruhe direkt im Labor am Arbeitsplatz einzusetzen.

Modell	TT 50-90	TT 85-90
Temperaturbereich	-50°C bis -10°C	-85°C bis -50°C
Regelgenauigkeit	+/- 1 K	
Nutzhalt	90 Liter	
Innenraum (BxTxH)	59 x 43 x 37 cm	
Außenmaße (BxTxH)	76 x 71 x 88 cm	
Umgebungstemperatur	+12°C bis +30°C	
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	



Merkmale:

- Steuereinheit mit Folientastatur und integriertem, galvanisch getrenntem, netzunabhängigem Alarm (optisches und akustisches Signal, Anzeige der maximalen Temperatur während der Störung, Akku für ca. 72 Std.)
- Vakuum-Isolierung: großer Innenraum bei kleinen Außenabmessungen und geringer Stromverbrauch
- Gehäuse komplett aus Edelstahl, rostfrei
- Kälteaggregat: geräuscharm, vollhermetisch, luftgekühlt, wartungsarm
- TT 85-90: zweistufiges Kaskaden-Kühlsystem mit mehr Leistung
- Innenraum frei von Einbauten: keine Zündquellen, einfache Reinigung
- Umlaufende Lüftungsgitter, damit zur Aufstellung direkt an der Wand geeignet
- Potentialfreier Alarmkontakt zum Anschluss an ein externes Alarmsystem
- 100mV/K-Ausgang für den Anschluss eines Temperaturlaufzeichnungssystems
- Schnittstelle RS485
- abschließbarer Deckel

Zubehör:

- Edelstahlregale TT 90-RC für bis zu 72 Standard-Cryoboxen



Option:

- vier Fahrrollen fest montiert, zwei davon mit Feststellbremse
- Umluftventilator im Innenraum zur besseren Temperaturverteilung (nicht bei TT 85-90)
- Durchführung 19mm
- Ihre Wunschoption ist nicht aufgeführt? Bitte fragen Sie uns!

Ihr Fachhändler:
www.axon-labortechnik.de

Axon
Labor technik

Axon Labortechnik GmbH
Im Brauenstück 16 - D-67659 Kaiserslautern
Verkaufsbüro Tel. 06223/95 41 190 Fax: 06223/95 40 714
info@axon-labortechnik.de

