

# Gesichtsmaske

50 Einweg-Masken mit Gummiband und Nasenclip, CE-zertifiziert



Labortechnik GmbH

Im Braumenstück 16  
D-67659 Kaiserslautern  
Verkaufsbüro:  
Tel. 06223/95 41 190  
Fax 06223/95 40 714  
info@axon-labortechnik.de  
www.axon-labortechnik.de



Abmessungen: 180 x 95 mm

Die Gesichtsmaske kann im Innen- und Außenbereich getragen werden. Sie liegt über Nase, Mund und Unterkiefer. Bei korrekter Trageweise verhindert sie über einen gewissen Zeitraum, dass luftständige Partikel oder Tröpfchen ab einer gewissen Größe inhaled werden.

Die Gummibänder sind von mittlerer Festigkeit. Sie gewährleisten einen stabilen Sitz, ohne dabei die Ohrmuscheln über Gebühr zu belasten.

Die Masken sind leicht und weisen einen geringen Atemwiderstand auf. Der durchdachte Aufbau verhindert die Bildung von Falten.

Die Herstellung erfolgt in einem Reinraum Klasse ISO 5/100.000 nach EN ISO 14644-1 unter kontinuierlicher Qualitätskontrolle.

Struktur:	Dreilagiger Maskenkörper, zwei Ohrbänder, Nasenclip
Material:	Vliesstoff aus PP (Polypropylen), Bänder aus Gummi
Anwendung:	Gefaltete Seite nach außen, Nasenclip oben
Drei Materiallagen:	Thermisch verschweißtes PP-Vlies Filtervlies aus PP mit definierten Filtereigenschaften Adsorptionsschicht aus PP-Vlies
Empfohlene Tragezeit	4 - 8 Stunden, je nach Umgebungsbedingungen
Haltbarkeit	2 Jahre
Lagerung	Kühl und trocken lagern

## Bestelldaten

1 Beutel mit 50 Stück    25,- €    Art.-Nr. 31747    **abz. 20% Rabatt : 20,- Euro pro 50 Stück!**

zzgl. gesetzlicher MwSt., Versand kostenlos

sofort ab Lager lieferbar

Gerne nehmen wir Ihre formlose Bestellung per email entgegen. Der Versand erfolgt mit einer Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer, zahlbar sofort.