

2. Truhengestelle

Mit unseren leichten aber sehr stabilen Ordnungssystemen aus hochwertigem Edelstahl können Sie Ihr Kühl- oder Tiefkühlgerät optimal ausstatten und somit eine Vielzahl an Proben übersichtlich lagern.

Truhengestelle

Für die Lagerung von Proben in Tiefkältetruhen stehen Ihnen unsere Truhengestelle zur Verfügung. Truhengestelle haben an der Oberseite einen Klappgriff und können auf Wunsch auch mit einer Sicherungskante oder einem Sicherungsstab bestellt werden.

Sonderanfertigungen

sind selbstverständlich möglich und kurzfristig sowie preisgünstig realisierbar. Suchen Sie also Ordnungssysteme für Lagerboxen, die nicht in unserem Katalog aufgeführt sind, so schicken Sie uns bitte Ihre Anfrage. Bitte vergessen Sie dabei nicht, uns die Außenmaße der zu lagernden Boxen zu nennen sowie den Typ der Tiefkühltruhe, in der die Boxen gelagert werden sollen. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden.



Identifizierung

Zur besseren Identifizierung des einzelnen Gestelles in Ihrer Tiefkühltruhe bieten wir Ihnen die Möglichkeit, für einen geringen Aufpreis die Gestelle mit einer numerischen Beschriftung zu versehen. Die Numerierung wird durch Lasertechnik aus einem 50x40mm großen Edelstahlplättchen geschnitten. Dadurch ist die Nummer auch bei einem übergereiften Truhengestell im Vergleich zu einer gravierten oder aufgeklebten Nummer einwandfrei zu erkennen.

Sollten Sie Hilfe beim Finden des für Sie passenden Gestelles benötigen, so nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir helfen Ihnen gern!



Aufbau der Artikelnummern

(Beispiel TA5011)

- T = Warengruppe (Truhengestelle)
- A = Boxentyp (hier A für Lagerbox A
136 x 136mm)
- 50 = Innenhöhe der Box (hier 50mm)
- 11 = Anzahl der Fächer in der Höhe

2.1. Truhengestelle für Lagerboxen

Typ A - 136 x 136mm
Typ B + P - 133 x 133mm



Boxen- höhe (mm)	Fächer*	für Boxen Typ A		für Boxen Typ B + P				
		Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)			
50	4	TA5004	141 x 141 x 226		TB5004	138 x 138 x 226		
	5	TA5005	141 x 141 x 281		TB5005	138 x 138 x 281		
	6	TA5006	141 x 141 x 336		TB5006	138 x 138 x 336		
	7	TA5007	141 x 141 x 391		TB5007	138 x 138 x 391		
	8	TA5008	141 x 141 x 446		TB5008	138 x 138 x 446		
	9	TA5009	141 x 141 x 501		TB5009	138 x 138 x 501		
	10	TA5010	141 x 141 x 556		TB5010	138 x 138 x 556		
	11	TA5011	141 x 141 x 611		TB5011	138 x 138 x 611		
	12	TA5012	141 x 141 x 666		TB5012	138 x 138 x 666		
	13	TA5013	141 x 141 x 721		TB5013	138 x 138 x 721		
	14	TA5014	141 x 141 x 776		TB5014	138 x 138 x 776		
	75	4	TA7504	141 x 141 x 326		TB7504	138 x 138 x 326	
		5	TA7505	141 x 141 x 406		TB7505	138 x 138 x 406	
		6	TA7506	141 x 141 x 486		TB7506	138 x 138 x 486	
7		TA7507	141 x 141 x 566		TB7507	138 x 138 x 566		
8		TA7508	141 x 141 x 646		TB7508	138 x 138 x 646		
9		TA7509	141 x 141 x 726		TB7509	138 x 138 x 726		
10		TA7510	141 x 141 x 806		TB7510	138 x 138 x 806		
100		3	TA10003	141 x 141 x 321		TB10003	138 x 138 x 321	
		4	TA10004	141 x 141 x 426		TB10004	138 x 138 x 426	
		5	TA10005	141 x 141 x 531		TB10005	138 x 138 x 531	
	6	TA10006	141 x 141 x 636		TB10006	138 x 138 x 636		
	7	TA10007	141 x 141 x 741		TB10007	138 x 138 x 741		
130	3	TA13003	141 x 141 x 411		TB13003	138 x 138 x 411		
	4	TA13004	141 x 141 x 546		TB13004	138 x 138 x 546		
	5	TA13005	141 x 141 x 681		TB13005	138 x 138 x 681		

* Boxen übereinander

2.2. Truhengestelle für Lagerboxen Typ C

Boxentyp	Fächer	Art. - Nr.	Maße in mm (BxTxH)	
KC33 / KC55	2	TC3302	127x127x266	
	3	TC3303	127x127x396	
	4	TC3304	127x127x526	
	5	TC3305	127x127x656	
	6	TC3306	127x127x786	

Boxentyp	Fächer	Art. - Nr.	Maße in mm (BxTxH)	
KC44 / KC66	2	TC4402	153x153x266	
	3	TC4403	153x153x396	
	4	TC4404	153x153x526	
	5	TC4405	153x153x656	
	6	TC4406	153x153x786	

Boxentyp	Fächer	Art. - Nr.	Maße in mm (BxTxH)	
KC36 / KC510	2	TC3602	127x245x266	
	3	TC3603	127x245x396	
	4	TC3604	127x245x526	
	5	TC3605	127x245x656	
	6	TC3606	127x245x786	

Boxentyp	Fächer	Art. - Nr.	Maße in mm (BxTxH)	
KC48 / KC612	2	TC4802	153x296x266	
	3	TC4803	153x296x396	
	4	TC4804	153x296x526	
	5	TC4805	153x296x656	
	6	TC4806	153x296x786	



2.3 Truhengestelle für Mikrotiterplatten 86 x 128 x 18mm



Fächer	Art. - Nr.	Maße in mm (BxTxH)	
15	TM1815	91 x 133 x 306	
16	TM1816	91 x 133 x 326	
17	TM1817	91 x 133 x 346	
18	TM1818	91 x 133 x 366	
19	TM1819	91 x 133 x 386	
20	TM1820	91 x 133 x 406	
21	TM1821	91 x 133 x 426	
22	TM1822	91 x 133 x 446	
23	TM1823	91 x 133 x 466	
24	TM1824	91 x 133 x 486	
25	TM1825	91 x 133 x 506	
26	TM1826	91 x 133 x 526	
27	TM1827	91 x 133 x 546	
28	TM1828	91 x 133 x 566	
29	TM1829	91 x 133 x 586	
30	TM1830	91 x 133 x 606	
31	TM1831	91 x 133 x 626	
32	TM1832	91 x 133 x 646	
33	TM1833	91 x 133 x 666	
34	TM1834	91 x 133 x 686	
35	TM1835	91 x 133 x 706	
36	TM1836	91 x 133 x 726	
37	TM1837	91 x 133 x 746	

Ein Angebot über Truhengestelle für Mikrotiterplatten mit anderen Höhen, DeepWellplatten, Matrix- oder Micronic-boxen senden wir Ihnen gern auf Anfrage.



2.4. Musterausstattung von Tiefkühltruhen

Lagerung von Box 136 x 136 mm (Karton Typ A)									
Gerät	Boxenhöhe 53 mm			Boxenhöhe 78 mm			Boxenhöhe 103 mm		
	Typ Gestelle	Anzahl Gestelle	Anzahl Boxen	Typ Gestelle	Anzahl Gestelle	Anzahl Boxen	Typ Gestelle	Anzahl Gestelle	Anzahl Boxen
Arctiko ULTF80	TA5008	4	32	TA7505	4	20	TA10004	4	16
Arctiko ULTF420	TA5011+TA5006	24+3	264+18	TA7507+TA7504	24+3	168+12	TA10005+TA10003	24+3	120+9
GFL 6342/6382	TA5006	15	90	TA7504	15	60			
GFL 6345/6385	TA5010	40	400	TA7507	40	280			
Heraeus HFC286	TA5012	12	144	TA7508	12	96	TA10006	12	72
Heraeus HFC486	TA5012	21	252	TA7508	21	168	TA10006	21	126
NBS Prem. C340	TA5013	20	260	TA7509	20	180	TA10007	20	140
NBS VIP C760	TA5014	40	560	TA7509	40	360	TA10007	40	280
REVCO ULT 1090	TA5011	18	198	TA7508	18	144	TA10006	18	108
REVCO ULT 2090	TA5012	36	432	TA7508	36	288	TA10006	36	216
SANYO MDF 293	TA5010	10	100	TA7506	10	60	TA10005	10	50
SANYO MDF 794	TA5013	36	468	TA7509	36	324	TA10007	36	252
SKADI 9010 GL	TA5012	18	216	TA7508	18	144	TA10006	18	108
SKADI 9020 GL	TA5012	36	432	TA7508	36	288	TA10006	36	216



Ihr Fachhändler:
www.axon-labortechnik.de

Axon
 Labor technik

Axon Labortechnik GmbH
 Im Braumenstück 16 - D-67659 Kaiserslautern
 Verkaufsbüro Tel. 06223/95 41 190 Fax: 06223/95 40 714
info@axon-labortechnik.de