

Mini Zentrifuge Z 130 M

Im Gegensatz zu herkömmlichen Mini Zentrifugen, ist das Austauschen der Rotoren bei der Verwendung von Mikroröhrchen und PCR-Streifen bei dieser Zentrifuge nicht mehr nötig. Der in der Zentrifuge beinhaltete und einzigartige KOMBI-Rotor ist alles, was benötigt wird, um 12 Mikroröhrchen und 4 PCR-Streifen gleichzeitig laufen zu lassen.

Mit einer festen Geschwindigkeit von 5500min⁻¹ ist diese Zentrifuge ideal für Schnellläufe.



Leistungsbeschreibung

- Einzigartiger KOMBI-Rotor, für Röhrchen und Streifen
- Doppelte Kapazität einer Standard Mini Zentrifuge
- Startet und stoppt beim Schließen/Öffnen des Deckels
- Kompaktes Design
- Kurze Beschleunigungs- und Bremszeit
- Niedriger Geräuschpegel 52 dBA
- Gebaut nach internationalen Sicherheitsrichtlinien z.B. IEC 61010



Einzigartiger Rotor



Kompaktes Design

Technische Daten Z 130 M

max. Drehzahl: 5500 min⁻¹
max. RZB: 2000 xg
max. Volumen: 12 x 1,5/2,0 ml Röhrchen
32 x 0,2 ml PCR Röhrchen
4 x PCR-Streifen (8x0,2 ml)

Abmessungen (B x H x T): 14 cm x 11,2 cm x 20 cm
Gewicht: 1,3 kg

Bestellnummern:
324.00 V01 - Z 130 M, 230 V / 50-60 Hz / 40 W
324.00 V02 - Z 130 M, 120 V / 50-60 Hz / 40 W

Mehr von HERMLE:



Gekühlte Mikroliterzentrifuge Z 216 MK

max. Geschwindigkeit: 15000 min⁻¹
max. Volumen: 44 x 1,5/2,0 ml
Beispielrotor: Winkelrotor 24 x 1,5/2,0 ml



Universal Zentrifuge Z 306

max. Geschwindigkeit: 13500 min⁻¹
max. Volumen: 4 x 100 ml
Beispielrotor: Ausschwingrotor 4 Plätze



Gekühlte Universal Zentrifuge Z 326 K

max. Geschwindigkeit: 18000 min⁻¹
max. Volumen: 4 x 100 ml
Beispielrotor: Ausschwingrotor 4 Plätze



Universal Zentrifuge Z 326

max. Geschwindigkeit: 18000 min⁻¹
max. Volumen: 4 x 100 ml
Beispielrotor: Ausschwingrotor 2 x 3 Mikrotiterplatten



Gekühlte High-Speed Zentrifuge Z 36 HK

max. Geschwindigkeit: 30000 min⁻¹
max. Volumen: 6 x 250 ml
Beispielrotor: Winkelrotor 6 x 250 ml



Universal Zentrifuge Z 366

max. Geschwindigkeit: 20000 min⁻¹
max. Volumen: 6 x 250 ml
Beispielrotor: Winkelrotor 12 x 1,5/2,0 ml

Ihr Fachhändler:
www.axon-labortechnik.de

Axon
Labortechnik

Axon Labortechnik GmbH
Im Braumenstück 16 - D-67659 Kaiserslautern
Verkaufsbüro Tel. 06223/95 41 190 Fax: 06223/95 40 714
info@axon-labortechnik.de

HERMLE
LABORTECHNIK

